

Test cellulaire pour le diagnostic in vitro de la dermatite estivale

- **Veillez s'il vous plaît d'abord prendre rendez-vous avec nous afin d'effectuer le prélèvement sanguin uniquement après nous avoir consultés:**

Email: eliane.marti@vetsuisse.unibe.ch, jelena.mirkovitch@vetsuisse.unibe.ch

Tél : (031) 684.23.30, (031) 684.29.41 et (031) 684.25.25

- Prélèvement de sang de préférence l'après-midi, afin que nous puissions procéder à la stimulation des cellules sanguines le lendemain matin (la stimulation cellulaire doit être faite dans un délai de 24 heures maximum après la prise de sang!)
- Envoyer par colis express à l'adresse suivante :

**Dr. Eliane Marti, Universität Bern, Vetsuisse Fakultät, Dept. für klinische Forschung
VPH, Länggass-Str 124, 3012 Bern**

- 3 tubes ACD-B (jaunes) + 2 tubes de sérum (rouges), 2 canules et un porte-tube inclus., inverser immédiatement les tubes plusieurs fois après le prélèvement.
- Conserver le sang à température ambiante, ne **pas** conserver au réfrigérateur, **éviter le soleil !**
- Envoyer les tubes dans le même paquet que vous les avez reçus, par courrier **Swiss-Express «Lune»**
- **Veillez également nous retourner le 'porte-tube' (où l'aiguille est placée)!**

Cheval:

Nom:

Race:

Âge:

Sexe:

Date et heure de prélèvement de sang :

.....

Vétérinaire:

Nom

Adresse

.....

Email.....

Tel

Propriétaire:

Nom

Adresse.....

.....

Email.....

Tel

Déclaration de consentement du propriétaire

Je consens à la réalisation du test d'allergie sur l'animal susmentionné et je déclare accepter que les résultats de ces analyses ainsi que tous les échantillons envoyés soient anonymisés et utilisés à des fins de recherches scientifiques à but non lucratif. L'Université de Berne demeure propriétaire des échantillons résiduels.

Lieu, date:

Signature: